

FORMATO PARA EL REPORTE DE CITOLOGIA DE LIQUIDOS SEROSOS

Seleccione las opciones que correspondan

Sitio de la muestra:

- Líquido pleural
- Ascitis
- Pericárdico

Material recibido

- Mililitros de líquido recibidos:
- Características macroscópicas:

Datos clínicos:

- Diagnósticos previos
- Otros datos de importancia

Tipo de muestra:

- Líquido obtenido en el INCan:
- Material de revisión:

Material revisado:

- Número de laminillas recibidas por el patólogo:
- Bloque celular:
- IHQ solicitada:
- Tinciones especiales solicitadas:
- Total de laminillas revisadas en este caso:

SISTEMA INTERNACIONAL PARA EL REPORTE DE CITOLOGIA DE LIQUIDOS SEROSOS

- Calidad de la muestra:
 - Muestra adecuada
 - Muestra inadecuada
 - Especificar el motivo:
- Categoría diagnóstica:
 - I. No diagnóstico, ROM: 17%
 - II. Negativo para malignidad, ROM: 21%
 - III. Atipia de significado indeterminado, ROM: 66%
 - IV. Sospechoso de Malignidad, ROM: 82% Especificar:
 - VI. Maligno, ROM: 99% Especificar:
- Interpretación: (texto libre)